



Tüm Laboratuvar İhtiyaçlarınız İçin
Güvenilir Çözümler!..



JEIO TECH DİK TİP OTOKLAVLAR ST-50G / ST-65G / ST-85G


- Mikro İşlemci Kontrollü
- Gelişmiş güvenlik sistemli
- 110 ile 123°C sıcaklık
- 0-999 dk. zamanlama programları;
 - Dekontaminasyon
 - Katı Sterilizasyonları
 - Sıvı Sterilizasyonları
 - Agar Eritme
- Otomatik sterilizasyon işleminin LED lambalar vasıtasıyla izlenebilmesi
- 2 ad. tel sepet, atık bidonu ve basınç sensörü




Stoktan teslim



▶ Analitik Cihazlar



▶ Endüstriyel Cihazlar



▶ Sarf Malzeme ve Aksesuarlar
| Spektroskopi | • | Kromatografi |

İLERİ TEKNOLOJİ LABORATUVAR ÇÖZÜMLERİ

| antteknik@antteknik.com | ©ANT Teknik, 2014 All rights reserved.

| İstanbul +90 216 422 6700 | Ankara +90 312 472 8740 | İzmir +90 232 371 6200 | Adana +90 322 457 4501

| Bursa +90 533 656 3406 | Trabzon +90 534 368 2933 | Bakü +994 12 409 1579 |

