




## Avantajlı Fiyat Farkıyla Güvenli Sterilizasyon!..”



### JEIO TECH DİK TİP OTOKLAVLAR ST-50G / ST-65G / ST-85G


- Mikro İşlemci Kontrollü
- Gelişmiş güvenlik sistemli
- 110 ile 123°C sıcaklık
- 0-999 dk. zamanlama programları;
  - Dekontaminasyon
  - Katı Sterilizasyonları
  - Sıvı Sterilizasyonları
  - Agar Eritme
- Otomatik sterilizasyon işleminin LED lambalar vasıtasıyla izlenebilmesi
- 2 ad. tel sepet, atık bidonu ve basınç sensörü



*Stoktan teslim*



► Analitik Cihazlar



► Endüstriyel Cihazlar



► Sarf Malzeme ve Aksesuarlar  
| Spektroskopi | • | Kromatografi |

İLERİ TEKNOLOJİ LABORATUVAR ÇÖZÜMLERİ

| antteknik@antteknik.com | ©ANT Teknik, 2014 All rights reserved.

| İstanbul +90 216 422 6700 | Ankara +90 312 472 8740 | İzmir +90 232 371 6200 | Adana +90 322 457 4501

| Bursa +90 533 656 3406 | Trabzon +90 534 368 2933 | Bakü +994 12 409 1579 |

