



Yüksek teknolojiler ile sürdürülebilir çevre!..



- Eysel ve Endüstriyel Katı Atıklar
- Elektronik Atıklar
- Ambalaj Atıkları
- Endüstriyel ve Tıbbi Atıklar
- Bitkisel ve Madeni Atık Yağlar
- Atık Pili ve Akümülatörler
- Tehlikeli Atıklar



SHIMADZU Excellence in Science



GCMS-QP2010 Ultra
Gaz Kromatografi/Kütle Spektrometre

Referanslarımız için mutlaka iletişime geçin.

Atık Analiz Çözümlerimiz


- **Katı Atıklar**
 - Ağır metal analizleri (AAS/EDX)
 - Klorür, florür, sülfat anyonlarının tayini (İyon Kromatografisi)
 - Toplam Organik Karbon analizleri (TOC)
 - Fenol indeksi (UV-VIS Spektrofotometre)
 - Benzen, toluen, ksilen grupları ve PCB'ler (GC ve GCMS)
 - Toksik madde analizleri - Ön işlemsiz % mertebesinde (EDX)
- **Atık Yağlar**
 - Klorür tayini (İyon Kromatografisi)
 - Arsenik, kadmiyum, krom, kurşun (AAS/EDX)
 - PCB türevleri ve Mineral yağ (GC)
- **Toprak ve Su Kirliliği**
 - Ağır metal analizleri (AAS/EDX)
 - Klorür, florür, sülfat anyonlarının tayini (İyon Kromatografisi)
 - Organik bileşikler ve Organoklorlu pestisitler (GC-GCMS)
- **Yakma İşlemi Sırasında Oluşan Gazlar**
 - VOC Analizleri (GC)
 - Organik ve İnorganik gazlar (CH₄, CO₂ vb.) (GC-TCD veya GC-BID)



▶ Analitik Cihazlar



▶ Endüstriyel Cihazlar



▶ Sarf Malzeme ve Aksesuarlar
| Spektroskopi | • | Kromatografi |

İLERİ TEKNOLOJİ LABORATUVAR ÇÖZÜMLERİ

| antteknik@antteknik.com | ©ANT Teknik, 2014 All rights reserved.
| İstanbul +90 216 422 6700 | Ankara +90 312 472 8740 | İzmir +90 232 371 6200 | Adana +90 322 457 4501
| Bursa +90 533 656 3406 | Trabzon +90 534 368 2933 | Bakü +994 12 409 1579 |

