



RoHS AEEE (WEEE) ve REACH Yönetmeliklerine Uygunluk Analizleriniz için Güvenilir Analitik Çözümler...



SHIMADZU Excellence in Science

Siz isteyin, biz gerçekleştirilim...

Farklı İhtiyaçlara Yenilikçi Çözümler

Sizi dinliyor, analiz ihtiyaçlarınızı en iyi karşılayacak özel ürünlere odaklanıyor, satış sonrası servis, validasyon, aplikasyon ve eğitim hizmetleri sunuyoruz.


Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği

AEEE ve REACH kapsamındaki Zararlı Madde ve Yüksek Önem Arz Eden Madde (Substance of Very High Concern - SVHC) analizlerinize özel çözümlerimiz ile yanınızda oluyoruz.



Shimadzu EDX Serisi Enerji Dağılımlı X-Ray Floresans Spektrometre

- Cd, Pb ve Hg Analizler
- PBB/PBDE Analizleri
- Toplam Cr Analizleri



Shimadzu AA-7000 Atomik Absorpsiyon Spektrofotometre Sistemi

- Cd, Pb ve Hg Ölçümleri
- Alevli AA (ppb-ppm)
- Grafitli AA (ppt-ppb)

Yapabilecekleriniz bu kadarla sınırlı değil!

- GCMS ile hassas PBB, PBDE Ölçümleri
- ICP-OES ile Simultane Cd, Pb ve Hg Ölçümleri
- UV-VIS Spektrofotometre ile Cr⁶⁺ Analizi
- DSC, DTG, TGA, TMA ile Polimer Kalite Kontrolünde Termal Analiz
- FTIR sistemleri ile Polimerde Yapısal Ürün Değerlendirme



► Analitik Cihazlar



► Endüstriyel Cihazlar



► Sarf Malzeme ve Aksesuarlar
| Spektroskopi | • | Kromatografi |

İLERİ TEKNOLOJİ LABORATUVAR ÇÖZÜMLERİ

| antteknik@antteknik.com | ©ANT Teknik, 2014 All rights reserved.

| İstanbul +90 216 422 6700 | Ankara +90 312 472 8740 | İzmir +90 232 371 6200 | Adana +90 322 457 4501 | Bakü +994 12 597 4476 |

