

ANT TEKNİK, İki Yeni Partneri Rudolph Research ve Fungilab ile Kimya Endüstrisinin İhtiyaçlarına Cevap Veriyor

Kalite ve inovasyon felsefesi ile üretilen laboratuvar cihazları üretim kontrolü ve Ar-Ge çalışmalarının etkinliğinin artmasına yardımcı oluyor.

Shimadzu firmasının Türkiye temsilcisi olan Ant Teknik Cihazlar, laboratuvar cihazları alanındaki temsilciliklerine iki yeni firma daha ekledi: Rudolph Research ve Fungilab. Kimya çatısı altındaki ilaç, gıda ve içecek, petrokimya, kimya (boya, deterjan) ve kozmetik endüstrisi gibi tüm endüstrilere analitik ve temel laboratuvar cihazları, sarf malzemeleri ve satış sonrası destek hizmeti sunan Ant Teknik refraktometre, polarimetre, sakkarimetre ve densitometre cihazlarının 50 yıllık deneyimli üreticisi Rudolph Research ve teknik bilgi ve geniş ürün yelpazesi ile pazar payını her geçen gün arttıran viskozimetre cihazları üreticisi Fungilab firmaları ile işbirliği yaptı.

Rudolph Research özellikle polarimetrede pazar lideri konumunda. Rudolph Research otomatik polarimetreler, polarimetreler için en hızlı ve kullanımı kolay sıcaklık kontrol sistemi olarak bilinen patentli TempTrol™ elektronik ısıtma ve soğutma sistemi

ve 21 CFR Part11 uyumu özelliklerinin yanı sıra harici bir mekanizma tarafından komple valide edilebilen tek sistem olma özelliği taşıyor. Hem US hem de EP Farmakopi'leri sıcaklık validasyonunun yapılmasını öngörüyor. Rudolph Research, cihazın tüm dalga boylarının, sıcaklık ölçüm sisteminin ve sıcaklık kontrol sisteminin izlenebilir NIST standartları ile valide edilmesinin önemini altını çiziyor. Firma, kendi alanında NIST akreditasyonuna sahip (NVLAP Sertifikalı) tek üretici konumunda. Bu sayede müşterilerin kalibrasyon ve linearite kontrolü için şeker çözeltileri kullanmasına gerek kalmıyor ve FDA denetimlerinin de sorunsuz geçmesi sağlanıyor.

Firmanın refraktometreleri hassas ölçüm sonuçlarını garantileyen patentli SmartMeasure™ teknolojisi ile 21CFR Part11 uyumlu Rudolph densitometre ise, patentli VideoView™ teknolojisi ile kabarcık tespiti, patentli viskozite düzeltmeli osile U-tüp ve referans osilatör gibi özellikleri ile dikkat çekiyor.

Viskozimetri alanında uzman Fungilab firması ise farklı uygulamalar, gereksinimler ve bütçelere yönelik olmak üzere dijital viskozimetreler, dijital/programlanabilir viskozimetreler, dijital/programlanabilir/tam PC kontrolü viskozimetreler, kapiler, flow cup ve viscoball viskozimetreler gibi son derece geniş bir viskozimetri portföyüne sahip.

Rudolph Research ve Fungilab firmaları ile işbirliği kararının hemen ar-



dından, Türkiye'deki mevcut ve yeni kullanıcılara lokal servis desteğinin verilmesi ve servis sözleşmelerinin gerekliliklerinin yerine getirilmesi amacıyla, teknik eğitimlerin ve altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirten Ant Teknik Genel Satış Direktörü Gürhan Uluğ yeni işbirlikleri ile ilgili açıklamasında "Rudolph Research ve Fungilab'ın polarimetri, refraktometri, yoğunluk ölçümleri ve viskozimetri çözümleri için satış ve servis ekibimizi yapılandırdık. Yeni partnerlerimizle müşterilerimizin gereksinimlerine en uygun çözümlerle yanıt vereceğimize, anahtar teslimi laboratuvar projelerindeki konumumuzu da güçlendireceğimize inanıyoruz" dedi. Uluğ, her iki firmanın yenilikçi, zengin ve yüksek kaliteli ürün portföyü ile Türkiye'deki ilaç, gıda ve kimya endüstrilerinde gelişmiş ülke standartlarının yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Rudolph Research ve Fungilab ürün ve hizmetleri için www.antteknik.com veya www.rudolphresearch.com ve www.fungilab.com adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

